

Graduated

Non-Graduated

Fine Tip

Micro

Aspirator


Dual Bulb

Paddle

Transferpipetten - Pastetten® aus LDPE

Hochwertige Transferpipetten von 0,9 bis 8,0 ml erhältlich.

- hergestellt aus lebensmittelechtem LDPE (ungiftig)
- aus einem Stück gefertigt
- für einfache Bedienung und zuverlässige Leistung
- Low-Affinity-Oberfläche
- erhältlich in steriler und unsteriler Ausführung
- hergestellt nach ISO 13485 mit validierten Prozessen und Qualitätskontrolle FDA, QSR (cGMP) und ISO9001



Graduierte Pastetten®

für den Transfer von Flüssigkeitsmengen (1, 2, 3 oder 5 ml) in 0,25 ml bis 1 ml Tropfen

Art.Nr.	Inhalt	Länge	Tropfengröße	steril	Graduierung	VE	Preis
LW4005	3,4 ml	155 mm	40 µl	ja - einzeln verpackt	0,25 ml	500 St./Pack	81,48 €
LW4006	3,4 ml	155 mm	40 µl	ja - zu 10 verpackt	0,25 ml	500 St./Pack	38,24 €
LW4010	3,4 ml	155 mm	40 µl	ja - zu 20 verpackt	0,25 ml	500 St./Pack	34,56 €
LW4040	3,4 ml	155 mm	40 µl	nein	0,25 ml	500 St./Pack	18,52 €
LW4111	3,2 ml	155 mm	50 µl	nein	0,50 ml	500 St./Pack	17,66 €
LW4112	3,2 ml	155 mm	50 µl	ja - einzeln verpackt	0,50 ml	500 St./Pack	76,50 €
LW4113	3,2 ml	155 mm	50 µl	ja - zu 10 verpackt	0,50 ml	500 St./Pack	42,06 €
LW4114	3,2 ml	155 mm	50 µl	ja - zu 20 verpackt	0,50 ml	500 St./Pack	39,52 €
LW4212	2,2 ml	140 mm	40 µl	nein	0,25 ml	500 St./Pack	31,12 €
LW4215	2,2 ml	140 mm	40 µl	ja - zu 20 verpackt	0,25 ml	500 St./Pack	44,34 €
LW4274	1,8 ml	152 mm	41 µl	nein	0,50 ml	500 St./Pack	32,36 €
LW4277	1,8 ml	152 mm	41 µl	ja - zu 20 verpackt	0,50 ml	500 St./Pack	50,04 €
LW4282	0,8 ml	116 mm	47 µl	nein	0,10 ml	500 St./Pack	32,36 €
LW4284	0,8 ml	116 mm	47 µl	ja - einzeln verpackt	0,10 ml	500 St./Pack	103,02 €
LW4283	0,8 ml	116 mm	47 µl	ja - zu 20 verpackt	0,10 ml	500 St./Pack	50,22 €
LW4728	6,2 ml	217 mm	54 µl	nein	1,00 ml	250 St./Pack	22,48 €
LW4729	6,2 ml	217 mm	54 µl	ja - zu 20 verpackt	1,00 ml	250 St./Pack	45,54 €



Standard Pastetten®

(nicht graduiert) für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet (Zellkultur, Blutuntersuchungen usw.)

NICHT STERIL:

Art.Nr.	Inhalt	Länge	Tropfen	VE (St.)	Preis
LW4263	7,3 ml	300 mm	50 µl	100	30,86 €
LW4141	6,0 ml	456 mm	40 µl	400	32,36 €
LW4691	4,8 ml	137 mm	62 µl	250	24,58 €
LW4204	4,6 ml	152 mm	50 µl	400	32,10 €
LW4020	3,3 ml	155 mm	40 µl	500	21,89 €
LW4000	3,2 ml	156 mm	50 µl	500	19,98 €
LW4694	3,0 ml	155 mm	34 µl	500	41,96 €
LW4242	3,0 ml	88 mm	40 µl	500	33,34 €
LW4050	2,3 ml	225 mm	40 µl	400	32,58 €
LW4236	1,9 ml	154 mm	43 µl	500	91,34 €
LW8241	1,0 ml	58 mm	40 µl	500	22,20 €
LW4273	0,9 ml	87 mm	40 µl	500	29,26 €
LW4241	0,9 ml	64 mm	40 µl	500	26,36 €

Art.Nr.	Inhalt	Länge	Tropfen	steril	VE	Preis
LW4255	8,0 ml	155 mm	52 µl	ja - zu 20 verpackt	200 St./Pack	44,34 €
LW4264	7,3 ml	300 mm	50 µl	ja - einzeln verpackt	100 St./Pack	73,76 €
LW4266	7,3 ml	300 mm	50 µl	ja - zu 20 verpackt	100 St./Pack	67,12 €
LW4692	4,8 ml	137 mm	62 µl	ja - einzeln verpackt	250 St./Pack	69,52 €
LW4206	4,6 ml	152 mm	50 µl	ja - zu 20 verpackt	400 St./Pack	50,34 €
LW4021	3,3 ml	155 mm	40 µl	ja - einzeln verpackt	500 St./Pack	83,90 €
LW4023	3,3 ml	155 mm	40 µl	ja - zu 20 verpackt	500 St./Pack	49,26 €
LW4003	3,2 ml	156 mm	50 µl	ja - einzeln verpackt	500 St./Pack	79,10 €
LW4002	3,2 ml	156 mm	50 µl	ja - zu 20 verpackt	500 St./Pack	50,34 €
LW4695	3,0 ml	155 mm	34 µl	ja - zu 10 verpackt	500 St./Pack	61,12 €
LW4051	2,3 ml	225 mm	40 µl	ja - einzeln verpackt	400 St./Pack	91,34 €
LW4053	2,3 ml	225 mm	40 µl	ja - zu 20 verpackt	400 St./Pack	56,80 €



„Fine Tip“ Pastetten®

für den gleichmäßigen Volumentransfer. Ideal zum Abpipettieren von Überständen, Beladen von Gelen und Objektträgerpräparationen.

Art.Nr.	Inhalt	Länge	Tropfen	steril	VE	Preis
LW4635	3,5 ml	157 mm	20 µl	nein	500 St./Pack	59,24 €
LW4233	3,3 ml	153 mm	20 µl	nein	250 St./Pack	49,36 €
LW4234	4,8 ml	147 mm	22 µl	nein	400 St./Pack	57,04 €
LW4060	3,3 ml	147 mm	18 µl	nein	500 St./Pack	54,32 €
LW4231	1,0 ml	104 mm	20 µl	nein	400 St./Pack	47,16 €
LW4244	1,0 ml	63 mm	22 µl	nein	500 St./Pack	52,68 €
LW4243	1,0 ml	51 mm	22 µl	nein	500 St./Pack	46,90 €
LW4697	0,5 ml	36 mm	25 µl	nein	500 St./Pack	45,54 €

sterile Varianten ebenfalls erhältlich